

VCAP 人前列腺癌细胞

一、细胞简介	
细胞简介	1997 从一位不受激素影响的前列腺癌患者脊椎转移灶中建立了这株细胞。先在小鼠中进行异种移植传代，随后进行体外培养。体内及体外都对雄性激素敏感。
细胞名称	VCAP 人前列腺癌细胞
细胞别称	VCAP; Vcap; Vertebral Cancer of the Prostate
细胞货号	Delf-10388
来源	59 岁；白人；男性；脊椎转移
细胞形态	上皮细胞样
生长特性	贴壁生长
鉴定报告	提供 STR 鉴定
培养条件	DMEM(含 NaHCO ₃ 1.5g / L)基础培养基（货号：Delf-16577）； 优质胎牛血清+10%（货号：Delf-11405）； P/S+1%（货号：Delf-15487）；
培养环境	气相：空气，95%；二氧化碳，5%。 温度：37℃，培养箱湿度为 70%-80%。
二、细胞复苏方法	
复苏步骤	1、将冻存管在 37℃ 水浴中迅速摇晃解冻； 2、加入到含 4-6mL 基础培养基（含 10%FBS）的离心管中混合均匀； 3、在 1000RPM 条件下离心 5min，弃去上清液，完全培养基重悬细胞； 4、将细胞悬液加入含 6-8ml 完全培养基的培养瓶（或皿）中 37℃ 培养；
三、细胞传代方法	
传代比例	1:3-1:4 接种密度 2 万-4 万活细胞/平方厘米，维持密度 10 万-20 万活细胞/平方厘米。 换液频率：每周 2 次。
传代方法	1、尽量吸干净 T25 瓶原培养基； 2、用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞 1-2 次，吸走润洗的 PBS； 3、加入 0.25% (w / v) 胰蛋白酶-0.53 mM EDTA 于培养瓶中 (T25 瓶 1-2mL, T75 瓶 2-3mL)； 4、将培养瓶放入 37 度培养箱消化（1 到 2 分钟，难消化的细胞适当增加时间）； 5、消化到细胞大部分变圆并脱落，轻敲培养瓶后加入 3-4ml 含 10%FBS 的基础培养基终止消化； 6、混匀细胞吸出，1000rpm 离心 5min，弃上清；补加 1-2ml 完培吹匀；

发表【中文论文】请标注：细胞由合肥万物生物科技有限公司提供

发表【英文论文】请标注：Cells were provided by Hefei Wanwu Biotechnology Co., LTD

发表论文有奖，发稿请联系我们，电话：400-1016-218



	7、按 1:2 分配到新的培养瓶中，添加 6-8ml 完培保持细胞生长；															
注意事项	a) 该细胞长得较慢，复苏和传代后有时需要 48 小时贴壁。通常长到 50%融合度需要 2 周或更长时间，并且有时会出现漂浮的细胞团块和细胞碎片，这都是正常的。请按照我们推荐的接种密度传代。最好用 T25 培养瓶。 b) 该细胞贴壁后呈现许多小的紧密连接的细胞团以及单细胞。如果传代或换液时有许多漂浮的细胞，请收集并离心，这些细胞可以继续培养。细胞维持请参照我们推荐的细胞密度。 c) 该细胞在 DMEM (含 1.5g/LNaHC03) 培养基中生长良好，大部分品牌的 DMEM 含有较高浓度的 NaHC03 (3.7g/L)，若使用 DMEM (3.7g/L NaHC03) 培养基培养细胞时可能会影响细胞的生长速度和状态。															
四、细胞冻存方法																
冻存液配方	冻存液：90%血清，10%DMSO，现用现配（推荐使用 DELF 无血清非程序细胞冻存液 Delf-16090 进行冻存细胞，快速，便捷）。															
冻存规格	按每 1ml 冻存液含 $1\times10^6\sim1\times10^7$ 个活细胞/ml 分配到一个冻存管中将细胞分配到冻存管中，标注好名称、代数、日期等信息。															
冻存方法	1、消化并离心收集细胞，计数，推荐冻存密度为 $1\times10^6\sim1\times10^7$ 个活细胞/ml； 2、将细胞悬液尽快移入已经做好标记的冻存管； 3、将冻存管转入程序冻存盒，放入-80 度冰箱过夜，第二天转入液氮保存；没有程序冻存盒的实验室，加入细胞后可以将冻存管放在泡沫盒中 4 度静置 5-10min，再-20 度静置 2h 后转入-80 度过夜，第二天转入液氮保存；															
五、注意事项																
注意事项	1、所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。 2、建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意：冻存管浸没在液氮中会泄漏，并会慢慢充满液氮。解冻时，液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子，从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。 3、本产品仅限于科学研究，绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。															
细胞培养清除试剂	<table><tr><td>1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）</td><td>100ml</td><td>Delf-28683</td></tr><tr><td>2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）</td><td>100ml</td><td>Delf-28682</td></tr><tr><td>3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）</td><td>500ul</td><td>Delf-16332</td></tr><tr><td>4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）</td><td>400ul</td><td>Delf-11609</td></tr><tr><td>5、DELf 支原体清除试剂(1000x)</td><td>1ml</td><td>Delf-17027</td></tr></table>	1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）	100ml	Delf-28683	2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）	100ml	Delf-28682	3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）	500ul	Delf-16332	4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）	400ul	Delf-11609	5、DELf 支原体清除试剂(1000x)	1ml	Delf-17027
1、DELf 培养箱水盘除菌剂（100x）	100ml	Delf-28683														
2、DELf 水浴锅除菌剂（1000x）	100ml	Delf-28682														
3、DELf 细胞污染高效清除剂（2000×）	500ul	Delf-16332														
4、DELf 黑胶虫清除试剂（500x）	400ul	Delf-11609														
5、DELf 支原体清除试剂(1000x)	1ml	Delf-17027														

发表【中文论文】请标注：细胞由合肥万物生物科技有限公司提供

发表【英文论文】请标注：Cells were provided by Hefei Wanwu Biotechnology Co., LTD

发表论文有奖，发稿请联系我们，电话：400-1016-218

